



COLORANT DE WRIGHT ACCUSTAIN®

(Protocole N° WSGD-128)

SIGMA-ALDRICH®

Pour le Geometric Data Hemastainer® et le Hematrak®

INDICATIONS

La solution du colorant de Wright est destinée à être utilisée pour la coloration des frottis sanguins ou de moelle osseuse. Les solutions sont destinées à un « usage diagnostique in vitro ».

Le colorant de Wright, référence N° WSGD-128, est un colorant de Romanowsky modifié utilisé pour colorer de manière différentielle les divers éléments cellulaires composant le sang. Lorsque les frottis sanguins sont traités comme décrit ci-dessous, le noyau et le cytoplasme des globules blancs prennent une coloration bleue ou rose caractéristique. Les colorants purifiés dans les formulations ACCUSTAIN® du colorant de Wright éliminent toute coloration non systématique et donnent des réponses chromogènes reproductibles d'un lot à l'autre. Le colorant de Wright, référence N° WSGD-128, est utilisé avec des automates de coloration par lot comme le Hemastainer® fourni par Geometric Data.

RÉACTIF

COLORANT DE WRIGHT, référence N° WSGD-128

Colorant de Wright, 0,14 % p/v, et stabilisants dans du méthanol.

MATÉRIELS SPÉCIFIQUES REQUIS MAIS NON FOURNIS :

TAMPON PHOSPHATE, référence N° P3288

Un mélange de phosphate de sodium et de phosphate de potassium, 0,0083 mol/l, pH 7,2.

TAMPON PHOSPHATE, référence N° P8165

Un mélange de phosphate de sodium et de phosphate de potassium, 0,034 mol/l, pH 6,6.

MÉTHANOL, absolu, sans acétone, référence N° M1775

Microscope / Lames / Lamelles de protection / Geometric Data Hemastainer® et accessoires / Geometric Data Hematrak® et accessoires

CONSERVATION ET STABILITÉ :

Conserver la solution du colorant de Wright à température ambiante (18–26 °C). Conserver le récipient bien fermé. L'étiquette du réactif porte une date de péremption. Remplacer la solution du colorant de Wright de la station 3 si plus de 250 lames sont colorées chaque jour ou si la coloration des plaquettes sanguines est faible. Changer également la solution de la station 2 si une coloration faible est observée dans la durée. Changer les solutions de toutes les stations chaque jour.

Conserver les tampons phosphate et le méthanol à température ambiante (18–26 °C). Conserver la solution de tampon phosphate à une température comprise entre 2 et 8 °C.

ALTÉRATION :

Éliminer le colorant de Wright ou le tampon phosphate en cas de développement de turbidité.

Éliminer la solution du colorant de Wright en cas de formation d'un précipité ou d'apparition d'un artefact d'eau dans les globules rouges. Éliminer la solution de tampon phosphate en cas de turbidité ou d'observation d'une prolifération bactérienne.

PRÉPARATION :

Les solutions de tampon phosphate se préparent en diluant le contenu d'un flacon de tampon phosphate dans 3,8 litres d'eau déionisée.

REMARQUE : Toute variation du pH de l'eau peut avoir un impact non négligeable sur les performances de ce réactif utilisé avec le Hemastainer®. Il est recommandé de confirmer le pH final du tampon afin de garantir des performances optimales.

Le réactif utilisé dans la station 1 est du méthanol, référence N° M 1775.

Le réactif utilisé dans la station 2 est la solution colorant de Wright/méthanol, qui se prépare en mélangeant 350 ml de colorant de Wright avec 150 ml de méthanol, référence N° M 1775.

Le réactif utilisé dans la station 3 est la solution colorant de Wright/tampon phosphate, qui se prépare en mélangeant 100 ml de colorant de Wright avec 400 ml de solution de tampon phosphate.

Le réactif utilisé dans la station 4 est de l'eau déionisée tamponnée, qui se prépare en mélangeant 3,8 litres d'eau déionisée avec 200 ml de solution de tampon phosphate.

Le réactif utilisé dans la station 5 est la solution de tampon phosphate.

PRÉCAUTIONS :

Suivre les précautions habituelles observées lors de la manipulation de réactifs de laboratoire. Éliminer les déchets selon les règlements locaux, départementaux, régionaux ou nationaux en vigueur. Pour des informations actualisées sur les risques ou la sécurité, se reporter à la fiche technique du produit.

Informations sur les risques et la sécurité (États-Unis)

La solution du colorant de Wright est INFLAMMABLE et TOXIQUE. Toxique par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion. Peut provoquer le cancer. Peut provoquer des altérations génétiques héréditaires. Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau. Conserver le récipient bien fermé. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles – Ne pas fumer. En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible, lui montrer l'étiquette). Éviter l'exposition – se procurer des instructions spéciales avant l'utilisation. Éviter le contact avec la peau.

Tampons phosphate. Attention : cette substance n'a pas encore été testée entièrement.

Le méthanol est INFLAMMABLE et TOXIQUE. Toxique par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion. Toxique : possibilité d'effets irréversibles très graves par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion. Irritant pour les yeux et la peau. Conserver le récipient bien fermé. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles – Ne pas fumer. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques. Éviter le contact avec la peau. Porter un vêtement de protection et des gants appropriés. En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible, lui montrer l'étiquette).

Informations sur les risques et la sécurité (Europe) (Attention : ces substances n'ont pas encore été testées entièrement)

La solution du colorant de Wright et le méthanol sont FACILEMENT INFLAMMABLES et TOXIQUES. Facilement inflammable. Toxique par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion. Peut provoquer le cancer. Peut provoquer des altérations génétiques héréditaires. Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau. Conserver le récipient bien fermé. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles – Ne pas fumer. En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible, lui montrer l'étiquette). Éviter l'exposition – se procurer des instructions spéciales avant l'utilisation. Éviter le contact avec la peau.

Tampon phosphate. Attention : cette substance n'a pas encore été testée entièrement.

Le méthanol est FACILEMENT INFLAMMABLE et TOXIQUE. Facilement inflammable. Toxique par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion. Toxique : possibilité d'effets irréversibles très graves par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion. Conserver le récipient bien fermé. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles – Ne pas fumer. Porter un vêtement de protection et des gants appropriés. En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible, lui montrer l'étiquette).

PROTOCOLE

PRÉLÈVEMENT DES ÉCHANTILLONS :

Il est recommandé de prélever et de conserver les échantillons conformément au document M29-A2 du NCCLS. Aucune méthode d'analyse actuelle ne garantit totalement que les échantillons de sang ou de tissus ne transmettent pas d'agents infectieux. Par conséquent, tous les échantillons de sang ou de tissus doivent être considérés comme potentiellement infectieux.

On peut utiliser des frottis de sang total frais ou des frottis frais préparés à partir de sang anticoagulé avec de l'EDTA. Si l'échantillon coloré doit être évalué avec le système Hematrak®, un long frottis mince à bord frangé droit est nécessaire. L'appareil de préparation de frottis automatique à colonne Miniprep de Geometric Data fournit un échantillon adéquat. Avant de préparer les frottis, bien mélanger le sang à température ambiante (18–26 °C).

REMARQUES :

1. En cas d'utilisation du Geometric Data Hematrak®, consulter le manuel d'utilisation du fabricant.
2. Utiliser un tampon phosphate de pH 6,6 si les lames doivent être lues avec le Geometric Data Hematrak®. Si les lames doivent être lues avec un microscope optique normal, utiliser un tampon phosphate de pH 7,2.
3. Couvrir la station 1 et la station 2 lorsque celles-ci ne sont pas utilisées.
4. Pour obtenir une bonne performance, ne pas couvrir la station 3.
5. Sigma-Aldrich a obtenu des résultats satisfaisants avec ce programme de coloration. Les temps de coloration peuvent être ajustés en fonction des préférences de chacun et des conditions environnementales.
6. Si les lames ne peuvent pas être colorées immédiatement, il est possible de les fixer dans du méthanol pendant 1 minute et de les faire sécher. Les colorer le plus rapidement possible.
7. Des lames de contrôle positif doivent être incluses dans chaque essai.
8. Les données obtenues par cette procédure permettent uniquement de faciliter le diagnostic et doivent être révisées conjointement à d'autres tests ou informations sur les diagnostics cliniques.

PROTOCOLE :

PROCÉDURE DE COLORATION PAR LOT AVEC LE HEMASTAINER®

Station	Réactif	Temps
1	Méthanol	15 à 30 secondes
2	Colorant de Wright/Méthanol	2,0 minutes
3	Colorant de Wright/Tampon phosphate	5,0 minutes
4	Eau déionisée/Tampon phosphate	20 secondes
5	Tampon phosphate	1,0 minute

PERFORMANCE

Les noyaux présentent diverses nuances de violet. La coloration cytoplasmique présente diverses colorations de bleu à rose clair. De fins granules rougeâtres à lilas peuvent être présents dans le cytoplasme de certains types de cellules. Le cytoplasme des basophiles montre des granules bleu foncé à noir. Le cytoplasme des éosinophiles présente des granules orange. Les globules rouges doivent être de couleur rose à orange.¹



Si les résultats observés sont différents des résultats escomptés, contacter le service technique Sigma-Aldrich pour obtenir de l'aide.

RÉFÉRENCES

1. Hematology: Principles and Procedures, Sixth Edition, Brown AB, Lea & Febiger, Philadelphia 1993 p101

Sigma-Aldrich, Inc. garantit la conformité de ses produits avec les informations contenues dans la présente notice et dans les autres notices Sigma-Aldrich. L'utilisateur doit s'assurer que le(s) produit(s) est/sont adapté(s) à l'utilisation qu'il souhaite en faire. D'autres conditions générales peuvent s'appliquer. Voir au verso de la facture ou du bordereau de commande les conditions générales de vente et autres informations.

Protocole N° WSGD-128
Révision précédente : 2003-09
Révision : 2010-06

  AR-MED Ltd., Runnymede Malthouse
Egham TW20 9BD Royaume-Uni

SIGMA-ALDRICH, INC.
3050 Spruce Street, St. Louis, MO 63103 USA +1 314 771 5765
Service technique : en PCV au +1 314 771 3122
ou adresser un email à clintech@sial.com
Pour commander : en PCV au +1 314 771 5750
www.sigma-aldrich.com

SIGMA-ALDRICH CHEMIE GmbH
P.O. 1120, 89552 Steinheim, Allemagne 49-7329-970