



カスタム抗体サービスリニューアル記念


期間限定! 大幅ディスカウント キャンペーン

シグマ アルドリッチカスタム抗体作製サービスが、品質もこれまで以上に向上し、新サービスを加え、より選びやすくリニューアルしました。ぜひご利用ください

■シンプル抗体作製セット

¥80,000 ▶ **¥48,000**

お申し込み期間 / ~7月31日まで ご納品予定 / 12月中旬予定



サービス内容は、次ページ「カスタム抗体作製選択ガイド」をご覧ください。抗体精製等の様々なオプションを追加いただくことが可能です。お気軽にご相談ください。

【ご注意】 免疫開始日/納品予定日は弊社で設定させていただきます(ご指定を希望の場合は通常価格での対応とさせていただきます)。

カスタム抗体作製選択ガイド

より良い抗体を作製するための各種オプションも取り揃えました。

抗原の種類や実験内容に最も適したサービスを専門のテクニカルスタッフがアドバイスさせていただきます。ご相談ください。

各種オプション

抗原ペプチド
デザイン/
合成オプション

抗体産生
確認オプション

バックグラウンド
低減オプション

シンプル抗体作製サービス

コストを抑えて抗ペプチド抗体作製をされたいお客様へ

新サービス

シンプル抗体作製セット

■サービス概要

- ペプチド合成 (~20AA)
- コンジュゲーション
- 6回免疫 (77日)
- 最終採血 (15~20ml)

シンプル抗体作製セットは、海外にて免疫作業を行います。そのため、国内での免疫に比べ納期が1ヶ月ほど長くなります。

キャンペーン価格
7/31
まで
¥80,000 ▶ **¥48,000**

※詳細は前ページをご覧ください。

スタンダード抗体作製サービス

ペプチド合成/免疫/中間採血を含む抗ペプチド抗体作製のスタンダード

スタンダード抗体作製セット

■サービス概要

- ペプチド合成 (~20AA)
- コンジュゲーション
- 6回免疫 (49/77日)
- 中間採血
- 最終全採血

Mix抗原に対応しております。

ウサギ	1羽		2羽	
免疫期間	49日	77日	49日	77日
1抗原	¥144,000	¥165,000	¥225,000	¥270,000
2抗原 (Mix抗原)	¥195,000	¥210,000	¥270,000	¥315,000

フレキシブル抗体作製サービス

抗原持込など、抗体作製に独自のご要望をお持ちのお客様へ

フレキシブル抗体作製セット

■サービス概要

- 6回免疫 (49/77日)
- 中間採血
- ELISA (中間/最終)
- 最終全採血

セットには抗原用ペプチドは含まれていません。必要に応じてオプションにてお選びください。Mix抗原に対応しております。

ウサギ	1羽		2羽	
免疫期間	49日	77日	49日	77日
	¥115,000	¥135,000	¥200,000	¥250,000

抗原配列デザインサービス

自社開発の抗原ペプチドデザインプログラムによる抗原ペプチドの最適化に加え、経験豊富な専門のテクニカルスタッフが抗原選択のアドバイスをさせていただきます。

抗原用配列サーチ	¥10,000
ホモロジー検索	¥3,000

特殊ペプチド合成サービス

抗体作製セットはアセチル化修飾など、ペプチド修飾オプションをご用意しております。お問い合わせください。

全てのペプチド合成サービス

弊社のペプチド合成サービスをご利用いただけます。次ページにサービスの一部をご紹介します。詳細はお問い合わせください。

ELISAチェック (納品前)

最終採血後にELISAにより抗体価をチェックいたします。

¥10,000

ELISAチェック

最終採血後、中間/最終採血サンプルのELISA測定を行います。中間採血を都度お送りすることが可能です。抗原性が低いことが予想される場合、選択されることをお勧めいたします。

ウサギ	1羽		2羽	
免疫期間	49日	77日	49日	77日
ELISAオプション	¥10,000	¥15,000	¥20,000	¥25,000

追加中間採血/ ELISAチェック

中間採血を都度お送りすることが可能です。抗原性が低いことが予想される場合、選択されることをお勧めいたします。

追加採血&ELISA&送付 (1回)	¥10,000
追加採血&送付 (1回)	¥4,500

追加/延長免疫オプション

中間採血/ELISAチェックで十分な抗体価が確認できなかった場合、延長免疫により抗体価が上昇する場合がございます。選択に際し、専門のテクニカルスタッフがアドバイスをさせていただきますのでご相談ください。

追加免疫 (1抗原/1羽/1回)	¥4,500
延長免疫飼育 (1羽/1日)	¥350

抗体精製サービス

実験系によっては血清中の成分などにより、バックグラウンドが高くなる場合がございます。抗体精製を行うことで、目的物以外の成分が減少し非特異的な反応が低減することが期待できます。また、納品後の抗体につきましても、抗体精製サービスをお受けすることが可能です。お気軽にご相談ください。

ProteinAカラム精製 (血清10ml相当を精製、ニワトリ不可)	¥50,000	追加アフィニティ精製 (血清10ml相当を精製)	¥25,000	KLHカラム/単体 (ゲル量1ml)	¥15,000
ペプチド抗原アフィニティカラム精製 (固相化調製 (1ml) & 血清10ml相当を精製)	¥75,000	抗KLH抗体画分除法 (血清10ml相当を精製)	¥25,000		

■ウサギ3羽以上ご希望の際は、ご連絡ください。ご希望に応じて、見積もりをさせていただきます。マウス/ニワトリ/ラット/モル

モット/ヤギなどの免疫サービスもご用意しております。ご相談ください。

スタンダード保証サービス

通常は高い抗体価の抗血清が得られますが、ごく稀に抗体価が上がらない場合がございます。そのような場合は右記に示す保証をお約束いたします。

中間採血・全採血のすべてにおいて、全個体の抗体価が著しく低い場合

※ELISAサービスをご選択になっていない場合は保証いたしかねます。※Mix抗原の場合は、両抗原ともに抗体価が上保証値・希釈倍率1/4000におけるELISAのOD値が0.2未満

	お見積	より30%OFF	1個体無償再免疫
1羽免疫	○		×
2羽免疫 (いずれか一方を選択)	○		○
MAPs抗原	×		×

※MAPs抗原での免疫は、キャリアタンパク質を使用する免疫に比べ、抗体価が上がりにくい傾向にあります。弊社では通常お奨めして

がらない場合のみ保証の対象といたします。

ませんが、しつこくして、保証の対象外となります。何卒、ご容赦下さい。

免疫動物の体調に変化があった場合

- 下記の場合は無償再免疫とさせていただきます
 - ・免疫回数3回以内での死亡
 - ・夜間の急変による死亡
- 下記の場合はご連絡の上、その後の作業についてご相談させていただきます
 - ・免疫回数が4回以上で体調が悪くない場合 (全額ご請求となります)
 - ・その他、予測不能の事態

※高い抗体価が得られているにもかかわらず、実サンプルに反応しない等の場合は保証の対象外となります。