

日本水道法用 ICP用混合標準液 「製品番号61344-100ML」 製品仕様変更のお知らせ

「製品番号61344-100ML」ICP用混合標準液：Multielement Standard Solution（日本水道法用）が、水道法水質管理基準の規制値変更に伴い、新ロット(Lot#BCBC6345)より下記のとおり仕様を変更いたしました。尚、旧仕様(Lot#1428243)は販売終了となります。

		旧製品	仕様変更後	
		旧ロット(1428243)	新ロット(BCBC6345)	
各成分濃度	Al	アルミニウム	20 mg/L	10 mg/L
	As	砒素	1 mg/L	1 mg/L
	B	ホウ素	10 mg/L	10 mg/L
	Cd	カドミウム	1 mg/L	0.3 mg/L
	Cr	クロム	5 mg/L	5 mg/L
	Cu	銅	10 mg/L	10 mg/L
	Fe	鉄	30 mg/L	30 mg/L
	Mn	マンガン	5 mg/L	5 mg/L
	Mo	モリブデン	7 mg/L	7 mg/L
	Ni	ニッケル	1 mg/L	1 mg/L
	Pb	鉛	1 mg/L	1 mg/L
	Sb	アンチモン	0.2 mg/L	0.2 mg/L
	Se	セレン	1 mg/L	1 mg/L
	U	ウラン	0.2 mg/L	0.2 mg/L
	Zn	亜鉛	10 mg/L	10 mg/L
	マトリックス		5% HNO ₃ and <0.1% HF (prepared from HNO ₃)	5% HNO ₃ and <0.1% HF (prepared from HNO ₃)
内容量		100mL	100mL	
価格		23,500円	23,500円	
使用期限		JAN / 2013	MAY / 2014	
証明書		★	★	

この件に関するお問い合わせは 弊社アナリティカル事業部までご連絡ください。

TEL:03-5796-7350 FAX:03-5796-7355 e-mail:sialjpsp@sial.com

・本カタログに掲載の製品及び情報は2010年8月1日現在の内容であり、掲載の品目、製品情報、価格等は予告なく変更される場合がございます。最新の情報は、弊社Web サイト (sigma-aldrich.com/japan) をご覧ください。

・掲載価格は希望納入価格(税別)です。詳細は販売代理店様へご確認ください。

・弊社の試薬は試験研究用のみを目的として販売しております。医薬品、家庭用その他試験研究以外の用途をご検討の場合は、ファインケミカル事業部に相談ください。

SIGMA-ALDRICH®

シグマ アルドリッチ ジャパン株式会社
アナリティカル事業部

〒140-0002 東京都品川区東品川2-2-24 天王洲セントラルタワー4階
<http://www.sigma-aldrich.com/japan>

製品に関するお問合せは、弊社テクニカルサポートへ

TEL:03-5796-7350 FAX:03-5796-7355 E-mail アドレス: sialjpsp@sial.com

在庫照会/ご注文方法に関するお問合せは、弊社カスタマーサービスへ

TEL:03-5796-7320 FAX:03-5796-7325 E-mail アドレス: sialjpcs@sial.com

大阪営業所: 〒532-0004 大阪市淀川区西宮原2-7-38 新大阪西浦ビル

TEL:06-6397-5963 FAX:06-6397-4649