

農薬

Mix

製品名/メソッド/成分及び濃度	容量	CAT. NO.	価格(¥)	備考
除草剤酸 Mix EPA8151 18成分、各成分濃度は下記のとおり アセトン溶液	1mL	48996-U	27,800	Su
Acifluorfen, 100µg/mL Bentazon, 100µg/mL Chloramben, 100µg/mL 2,4-D, 100µg/mL 2,4-DB acid, 100µg/mL Dalapon, 100µg/mL DCPA diacid (Dacthal®) Dicamba, 100µg/mL 3,5-Dichlorobenzoic acid, 100µg/mL Dichloroprop, 100µg/mL Dinoseb, 100µg/mL MCPA, 10000µg/mL MCPA, 10000µg/mL MCPA, 10000µg/mL 4-Nitrophenol, 100µg/mL Pentachlorophenol, 100µg/mL Picloram, 100µg/mL 2,4,5-T, 100µg/mL 2,4,5-TP, 100µg/mL				
酸性除草剤 Mix EPA8150, EPA8151 12成分、各成分濃度は下記のとおり メタノール溶液	1mL	46861-U	14,400	劇 Su
2,4-D, 100µg/mL 2,4-DB acid, 100µg/mL Dalapon, 250µg/mL Dicamba, 10µg/mL Dichloroprop, 100µg/mL Dinoseb, 50µg/mL MCPA, 10000µg/mL MCPA, 10000µg/mL Pentachlorophenol, 50µg/mL Picloram, 100µg/mL 2,4,5-T, 100µg/mL 2,4,5-TP, 10µg/mL				
酸性除草剤 添加 Mix 11成分、各成分濃度は下記のとおり メタノール溶液	1mL	861386-U	18,400	冷 Su
4-Chloro-2-methylphenoxyacetic acid, 20000µg/mL Dicamba, 100µg/mL 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid, 200µg/mL 4-(2,4-Dichlorophenoxy)butyric acid, 200µg/mL 2,2-Dichloropropionic acid, 100µg/mL Dichloroprop, 200µg/mL Dinoseb, 30µg/mL Mecoprop, 20000µg/mL Pentachlorophenol, 25µg/mL Silvex®, 50µg/mL 2,4,5-T, 50µg/mL				
酸性除草剤 Mix EPA515.3 9成分、各成分濃度は下記のとおり MTBE溶液	10mL	4881-U	42,700	冷 Su
Acifluorfen, 50µg/mL 4-Amino-3,5,6-trichloropyridine-2-carboxylic acid, 100µg/mL Dicamba, 50µg/mL 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid, 100µg/mL 2,2-Dichloropropionic acid, 100µg/mL Dinoseb, 100µg/mL Pentachlorophenol, 10µg/mL Silvex®, 25µg/mL Tetrachloroterephthalic acid, 50µg/mL				
酸性除草剤添加用 Mix 2 3成分、各成分濃度は下記のとおり アセトン溶液	10mL	861259	51,800	劇冷 Su
2,4-Dichlorophenoxyacetic acid, 50µg/mL 2-(2,4,5-Trichlorophenoxy)propionic acid, 20µg/mL 2,4,5-Trichlorophenoxyacetic acid, 20µg/mL				
メチル化除草剤 Mix EPA8151 18成分、各成分濃度は下記のとおり アセトン溶液	1mL	48997-U	27,800	Su
Acifluorfen methyl ester, 100µg/mL Bentazon methyl derivative, 100µg/mL Chloroamben methyl ester, 100µg/mL 2,4-D methyl ester, 100µg/mL 2,4-DB methyl ester, 100µg/mL Dacthal dimethyl (DCPA methyl ester), 100µg/mL Dalapon methyl ester, 100µg/mL Dicamba methyl ester, 100µg/mL 3,5-Dichlorobenzoic acid methyl ester, 100µg/mL Dichloroprop methyl ester, 100µg/mL Dinoseb methyl ether, 100µg/mL Dichloroprop methyl ester, 100µg/mL Dinoseb methyl ether, 100µg/mL MCPA methyl ester, 10000µg/mL MCPA methyl ester, 10000µg/mL MCPA methyl ester, 10000µg/mL 4-Nitroanisole, 100µg/mL Pentachloroanisole, 100µg/mL Picloram methyl ester, 100µg/mL 2,4,5-T methyl ester, 100µg/mL 2,4,5-TP methyl ester, 100µg/mL				
メチル化除草剤 Mix 10成分、各成分濃度は下記のとおり ヘキサン溶液	1mL	861264	16,200	冷 Su
Dalapon methyl ester, 100µg/mL Dicamba methyl ester, 100µg/mL Dichloroprop methyl ester, 100µg/mL Dinoseb methyl ether, 100µg/mL Mcpa methyl ester, 10000µg/mL Mcpp methyl ester, 10000µg/mL Silvex methyl ester, 100µg/mL 2,4-D methyl ester, 100µg/mL 2,4-DB-methyl ester, 100µg/mL 2,4,5-T methyl ester, 100µg/mL				
除草剤メチル化誘導体 Mix EPA8150, EPA8151, EPA8151A 10成分、各成分濃度200µg/mL(別途記載を除く)ヘキサン溶液	1mL	47375	12,500	劇冷 Su
2,4-D 2,4-DB Dalapon Dicamba Dichloroprop Dinoseb MCPA, 2000µg/mL MCPA, 2000µg/mL 2,4,5-T				
除草剤エステル類 Mix EPA8270 3成分、各成分濃度2000µg/mLヘキサン溶液	1mL	48474	8,300	劇冷 Su
2,4-Dmethyl ester Silvex methyl ester 2,4,5-T methyl ester				
除草剤 Mix EPA1311, TCLP 2成分、各成分濃度1000µg/mLアセトニトリル溶液	1mL	48141	6,700	劇冷 Su
2,4-D methyl ester Silvex methyl ester				

農薬 Mix

製品名/メソッド/成分及び濃度	容量	CAT. NO.	価格(¥)	備考
農薬 Mix EPA531.1 10成分、各成分濃度100µg/mLメタノール溶液	1mL	30042R	13,900	冷 Su
Aldicarb Aldicarb-sulfone Aldicarb-sulfoxide	Carbofuran Carbofuran-3-hydroxy 1-Naphthyl-N-methylcarbamate	Mercaptodimethur Methomyl Oxamyl	Propoxur	
OP 農薬類 Mix 2 EPA8141 7成分、各成分濃度1000µg/mLアセトン溶液	1mL	861283	21,600	冷 Su
Alachlor Atrazine	Bromacil Butachlor	Metolachlor Prometon	Simazine	
改訂版農薬 Mix B EPA505,EPA525 9成分、各成分濃度500µg/mLアセトン溶液	1mL	47728-U	10,000	毒審 Su
Atrazine α-Chlordane γ-Chlordane	Endrin Heptachlor Heptachlor epoxide(isomer B)	Hexachlorobenzene Hexachlorocyclopentadiene Methoxychlor		
農薬 Mix B EPA505,EPA525 7成分、各成分濃度500µg/mLアセトン溶液	1mL	47726-U	8,300	毒審 Su
Atrazine Endrin	Heptachlor Heptachlor epoxide(isomer B)	Hexachlorobenzene Hexachlorocyclopentadiene	Methoxychlor	
改訂版農薬 Mix A EPA505,EPA525 7成分、各成分濃度500µg/mLアセトン溶液	1mL	47727-U	10,000	劇審 Su
Alachlor Aldrin	γ-BHC(Lindane) Dieldrin	cis-Nonachlor trans-Nonachlor	Simazine	
有機塩素系農薬 Mix EPA508.1 6成分、各成分濃度1000µg/mLアセトン溶液	1mL	502154	10,000	毒冷 Su
Alachlor Atrazine	Butachlor Hexachlorocyclopentadiene	Metolachlor Simazine		
農薬 Mix A EPA505,EPA525 5成分、各成分濃度500µg/mLアセトン溶液	1mL	47725-U	8,300	劇審 Su
Alachlor Aldrin	γ-BHC(Lindane) Dieldrin	Simazine		
農薬類 Mix EPA8081 22成分、各成分濃度200µg/mLトルエン:ヘキサン(50:50)溶液	1mL	46845-U	13,200	毒審 Su
Aldrin α-BHC β-BHC γ-BHC(Lindane) δ-BHC α-Chlordane	γ-Chlordane 4,4'-DDD 4,4'-DDE 4,4'-DDT Dieldrin Endosulfan I	Endosulfan II Endosulfan sulfate Endrin Endrin aldehyde Endrin ketone Heptachlor	Heptachlor epoxide(isomer B) Methoxychlor Decachlorobiphenyl 2,4,5,6-Tetrachloro-m-xylene	
塩素系有機農薬類 Mix CLP 20成分、各成分濃度2000µg/mLトルエン:ヘキサン(50:50)溶液 各成分濃度2000µg/mLヘキサン:トルエン(50:50)溶液	1mL 1mL	47426-U 457426-U	21,700 29,100	毒審冷 Su 毒審冷 Su
Aldrin α-BHC β-BHC γ-BHC(Lindane) δ-BHC	α-Chlordane γ-Chlordane 4,4'-DDD 4,4'-DDE 4,4'-DDT	Dieldrin Endosulfan I Endosulfan II Endosulfan sulfate Endrin	Endrin aldehyde Endrin ketone Heptachlor Heptachlor epoxide(isomer B) Methoxychlor	
農薬類 Mix EPA8081,EPA8270,CLP,MISA(カナダ)Group22 18成分、各成分濃度2000µg/mLトルエン:ヘキサン(50:50)溶液	1mL 1mL	48913 458913	21,600 21,600	毒審冷 Su 毒審冷 Su
Aldrin α-BHC β-BHC γ-BHC(Lindane) δ-BHC	4,4'-DDD 4,4'-DDE 4,4'-DDT Dieldrin Endosulfan I	Endosulfan II Endosulfan sulfate Endrin Endrin aldehyde Endrin ketone	Heptachlor Heptachlor epoxide Methoxychlor	

農薬

Mix

製品名/メソッド/成分及び濃度	容量	CAT. NO.	価格(¥)	備考
有機塩素系農薬 Mix EPA508AppendixIX 17成分、各成分濃度2000µg/mLトルエン:ヘキサン(50:50)溶液	1mL	46960-U	16,400	毒審冷 Su
Aldrin 4,4'-DDD Endosulfan II α-BHC 4,4'-DDE Endrin β-BHC 4,4'-DDT Endrin aldehyde γ-BHC Dieldrin Heptachlor δ-BHC Endosulfan I Heptachlor epoxide				
農薬類キャリブレーションスタンダード EPA8080,EPA8081 17成分、各成分濃度250µg/mL(別途記載分を除く)トルエン:ヘキサン(50:50)溶液	1mL	47913	12,700	毒審冷 Su
Aldrin 4,4'-DDD Endosulfan II α-BHC 4,4'-DDE Endrin β-BHC 4,4'-DDT Endrin aldehyde γ-BHC(Lindane) Dieldrin Heptachlor δ-BHC Endosulfan I Heptachlor epoxide(isomer B)				
農薬類Mix EPA625,CLP 16成分、各成分濃度2000µg/mLヘキサン:トルエン(50:50)溶液	1mL	47914	19,100	毒審冷 Su
Aldrin γ-BHC(Lindane) Dieldrin α-BHC 4,4'-DDD Endosulfan I β-BHC 4,4'-DDE Endosulfan II δ-BHC 4,4'-DDT Endosulfan sulfate Heptachlor Heptachlor epoxide				
農薬類Mix EPA608,EPA625,EPATO-4,EPATO-10,EPAIP-8 16成分、各成分濃度は下記のとおり メタノール:塩化メチレン(98:2)溶液	1mL	48858-U	13,000	毒審冷 Su
Aldrin, 10µg/mL δ-BHC, 10µg/mL Dieldrin, 20µg/mL Endrin, 20µg/mL α-BHC, 10µg/mL 4,4'-DDD, 60µg/mL Endosulfan I, 20µg/mL Endrin aldehyde, 60µg/mL β-BHC, 10µg/mL 4,4'-DDE, 20µg/mL Endosulfan II, 20µg/mL Heptachlor, 10µg/mL γ-BHC(Lindane), 10µg/mL 4,4'-DDT, 60µg/mL Endosulfan sulfate, 60µg/mL Heptachlor exo-epoxide(isomer B), 10µg/mL				
農薬標準物質Mix B-1 CLP 13成分、各成分濃度は下記のとおり ヘキサン:トルエン(99.5:0.5)溶液	1mL	47978	8,000	毒審 Su
Aldrin, 0.5µg/mL 4,4'-DDE, 1µg/mL Heptachlor epoxide(isomer B), 0.5µg/mL α-BHC, 0.5µg/mL Decachlorobiphenyl, 1µg/mL 2,4,5,6-Tetrachloro-m-xylene, 0.5µg/mL β-BHC, 0.5µg/mL Endosulfan II, 1µg/mL Endosulfan sulfate, 1µg/mL α-Chlordane, 0.5µg/mL Endrin aldehyde, 1µg/mL γ-Chlordane, 0.5µg/mL Endrin ketone, 1µg/mL				
農薬標準物質Mix B-2 13成分、各成分濃度は下記のとおり ヘキサン:トルエン(98.5:1.5)溶液	1mL	46863-U	7,300	毒審冷 Su
Aldrin, 5µg/mL 4,4'-DDE, 10µg/mL Endrin ketone, 10µg/mL β-BHC, 5µg/mL Decachlorobiphenyl, 10µg/mL Heptachlor epoxide(isomer B), 5µg/mL δ-BHC, 5µg/mL Endosulfan II, 10µg/mL 2,4,5,6-Tetrachloro-m-xylene, 5µg/mL α-Chlordane, 5µg/mL Endosulfan sulfate, 10µg/mL γ-Chlordane, 5µg/mL Endrin aldehyde, 10µg/mL				
有機塩素系農薬Mix EPA508,EPA508.1 12成分、各成分濃度1000µg/mLMTBE溶液	1mL	502197	13,000	審冷 Su
trans-Chlordane cis-Chlordane Etridiazole trans-Permethrin Chlorobenzilate Chlorothalonil Hexachlorobenzene Propachlor Chloroneb Dacthal(DCPP) cis-Permethrin Trifluralin				
農薬標準物質Mix A-1 CLP 11成分、各成分濃度は下記のとおり ヘキサン:トルエン(99:1)溶液	1mL	47977	8,000	毒審 Su
α-BHC, 0.5µg/mL Decachlorobiphenyl, 1µg/mL Heptachlor, 0.5µg/mL γ-BHC, 0.5µg/mL Dieldrin, 1µg/mL Methoxychlor, 5µg/mL 4,4'-DDD, 1µg/mL Endosulfan I, 0.5µg/mL 2,4,5,6-Tetrachloro-m-xylene, 0.5µg/mL 4,4'-DDT, 1µg/mL Endrin, 1µg/mL				
農薬標準物質Mix A-2 11成分、各成分濃度は下記のとおり ヘキサン:トルエン(99:1)溶液	1mL	46862-U	7,300	毒審冷 Su
α-BHC, 5µg/mL Decachlorobiphenyl, 10µg/mL Heptachlor, 5µg/mL γ-BHC(Lindane), 5µg/mL Dieldrin, 10µg/mL Methoxychlor, 50µg/mL 4,4'-DDD, 10µg/mL Endosulfan I, 5µg/mL 2,4,5,6-Tetrachloro-m-xylene, 5µg/mL 4,4'-DDT, 10µg/mL Endrin, 10µg/mL				
農薬標準物質Mix B 11成分、各成分濃度は下記のとおり ヘキサン:トルエン(99:1)溶液	1mL	48196	10,000	毒審冷 Su
Aldrin, 5µg/mL γ-Chlordane, 5µg/mL Endrin aldehyde, 10µg/mL β-BHC, 5µg/mL 4,4'-DDE, 10µg/mL Endrin ketone, 10µg/mL δ-BHC, 5µg/mL Endosulfan II, 10µg/mL Heptachlor epoxide(isomer B), 5µg/mL α-Chlordane, 5µg/mL Endosulfan sulfate, 10µg/mL				

製品名/メソッド/成分及び濃度	容量	CAT. NO.	価格(¥)	備考
農薬標準物質 Mix A 9成分、各成分濃度は下記のとおり ヘキサン:トルエン(49:1)溶液	1mL	48796	12,400	毒審冷 Su
α-BHC, 5µg/mL γ-BHC, 5µg/mL 4,4'-DDD, 10µg/mL	4,4'-DDT, 10µg/mL Dieldrin, 10µg/mL Endosulfan I, 5µg/mL	Endrin, 10µg/mL Heptachlor, 5µg/mL Methoxychlor, 50µg/mL		
農薬マトリックス添加用 Mix 6成分、各成分濃度は下記のとおり ヘキサン:トルエン(99:1)溶液	1mL	48458	7,700	毒審 Su
Aldrin, 100µg/mL γ-BHC, 100µg/mL	4,4'-DDT, 400µg/mL Dieldrin, 400µg/mL	Endrin, 400µg/mL Heptachlor, 100µg/mL		
農薬マトリックス添加用 Mix 6成分、各成分濃度は下記のとおり メタノール溶液	1mL	48449	8,300	毒審冷 Su
Aldrin, 100µg/mL 4,4'-DDT, 200µg/mL	Dieldrin, 200µg/mL Endrin, 200µg/mL	Heptachlor, 100µg/mL γ-BHC(Lindane), 100µg/mL		
農薬類添加用 Mix EPA8080, EPA8081 6成分、各成分濃度は下記のとおり メタノール溶液	1mL	47614-U	5,800	毒審冷 Su
Aldrin, 20µg/mL γ-BHC(Lindane), 20µg/mL	4,4'-DDT, 50µg/mL Dieldrin, 50µg/mL	Endrin, 50µg/mL Heptachlor, 20µg/mL		
農薬類 添加用 Mix 2 EPA8270 5成分、各成分濃度2000µg/mL塩化メチレン溶液	1mL	861354	13,500	冷 Su
Aldrin 1-Chloronaphthalene	Dieldrin Hexachlorophene	4,4'-Methylene-bis(2-chloroaniline)		
EPA TCLP 農薬類 Mix EPA1311 5成分、各成分濃度は下記のとおり メタノール溶液	1mL	861349	18,200	冷 Su
Endrin, 25µg/mL Heptachlor, 50µg/mL	Heptachlor exo-epoxide, 75µg/mL Lindane, 50µg/mL	Methoxychlor, 200µg/mL		
農薬類 Mix EPA1311, TCLP 5成分、各成分濃度1000µg/mLメタノール溶液	1mL	48139	11,400	毒審冷 Su
γ-BHC(Lindane) Endrin	Heptachlor Heptachlor epoxide	Methoxychlor		
OP 農薬 Mix 4成分、各成分濃度100µg/mLヘキサン溶液	1mL	861237	15,400	Su
Carbophenothion Ethion	Ethion	Malathion Parathion		
塩基性/中性物質 Mix EPA8270 10成分、各成分濃度2000µg/mLヘキサン:アセトン(80:20)溶液	1mL	48478	12,400	冷 Su
Chlorobenzilate Diallate Ethylmethanesulfonate	Isodrin Isosafrole Kepone	3-Methylcholanthrene Methylmethanesulfonate Pronamide	Safrole	
有機リン系農薬類 Mix EPA8270 9成分、各成分濃度2000µg/mL塩化メチレン溶液	1mL	47908	22,800	毒冷 Su
Diethyl 2-pyrazinyl phosphorothioate(thionazin) Dimethoate Disulfoton Famphur Methyl parathion		Parathion Triethyl phosphorothioate Phorate Tetraethyl dithiopyrophosphate(Sulfotep)		
有機リン系農薬 Mix 1 EPA8270 9成分、各成分濃度2000µg/mLヘキサン:アセトン(4:1)溶液	1mL	507202	25,600	特冷 Su
Dimethoate Disulfoton Famphur	Parathion Parathion-methyl Phorate	Sulfotep Thionazin Triethyl thiophosphate		
農薬分解能チェック用 Mix A CLP 9成分、各成分濃度は下記のとおり ヘキサン:トルエン(99:1)溶液	1mL	47976	13,000	毒審 Su
γ-Chlordane, 1µg/mL Dieldrin, 2µg/mL Endrin ketone, 2µg/mL	4,4'-DDE, 2µg/mL Endosulfan I, 1µg/mL Methoxychlor, 10µg/mL	Decachlorobiphenyl, 2µg/mL Endosulfan sulfate, 2µg/mL 2,4,5,6-Tetrachloro-m-xylene, 2µg/mL		
農薬性能評価用 Mix A 8成分、各成分濃度は下記のとおり ヘキサン:トルエン(99:1)溶液	1mL	47975	7,000	毒審 Su
α-BHC, 1µg/mL β-BHC, 1µg/mL	γ-BHC, 1µg/mL 4,4'-DDT, 10µg/mL	Decachlorobiphenyl, 2µg/mL Endrin, 5µg/mL	Methoxychlor, 25µg/mL Tetrachloro-m-xylene, 2µg/mL	

農薬

Mix

製品名/メソッド/成分及び濃度	容量	CAT. NO.	価格(¥)	備考
農薬分析性能評価用Mix 6成分、各成分濃度は下記のとおり ヘキサン:トルエン(99:1)溶液	1mL	48397	10,000	毒審 Su
α-BHC, 10µg/mL β-BHC, 10µg/mL	γ-BHC, 10µg/mL 4,4'-DDT, 100µg/mL	Endrin, 50µg/mL Methoxychlor, 250µg/mL		
農薬分析分離能チェック用Mix 7成分、各成分濃度は下記のとおり ヘキサン:トルエン(99:1)溶液	1mL	48276-U	10,700	毒審冷 Su
γ-Chlordane, 10µg/mL 4,4'-DDE, 20µg/mL	Dieldrin, 20µg/mL Endosulfan I, 10µg/mL	Endosulfan sulfate, 20µg/mL Endrin ketone, 20µg/mL	Methoxychlor, 100µg/mL	
装置性能チェック用標準溶液 EPA508,EPA508.1				
4成分、各成分濃度は下記のとおり MTBE溶液	1mL	507989	7,500	冷 Su
δ-BHC, 40µg/mL	Chlorothalonil, 50µg/mL	Chlorpyrifos, 2µg/mL	DCPA, 50µg/mL	
農薬類システム評価用Mix EPA508,EPA8081				
2成分、各成分濃度500µg/mLメタノール溶液	1mL	48282	6,700	毒審 Su
各成分濃度5µg/mLメタノール溶液	1mL	47395	6,700	毒審冷 Su
4,4'-DDT	Endrin			
サロゲート				
農薬類サロゲート添加用Mix EPA8081,CLP				
2成分、各成分濃度200µg/mLアセトン溶液	1mL	48460	6,000	審 Su
	2mL	861284	9,300	Su
各成分濃度10µg/mLアセトン溶液	50mL	861275	30,000	Su
各成分濃度0.4µg/mLアセトン溶液	100mL	861177	60,200	冷 Su
各成分濃度2000µg/mLトルエン:ヘキサン(50:50)溶液	1mL	47903	7,300	Su
Decachlorobiphenyl	2,4,5,6-Tetrachloro-m-xylene			