

分析証明書及び情報サービス

製品に関する情報及び各製品の試験成績書をご提供しております。製品の分析証明書又はデータバケット（無償；製造後2年間保管管理しております）として入手できます。製品安全性データシート（MSDS）は、ご希望により無償でご提供しております（一部製品には標準添付）。

- 未希釈標準物質については、純度と物質同定の証明について記載
- 単成分及び多成分化合物から構成される標準溶液については、純度、物質同定及び濃度について記載
- 25mg以下の未希釈標準物質は、風袋のみの重量も記載

US EPA（米国環境保護庁）規格適合

セパレートソース標準物質

スペルコでは同一組成の製品を異なる原料を用いて、別々に品質管理されたセパレートソース標準品を扱っております。これらの標準品は個別にキャリブレーションをとり、品質管理するというUS EPAの規定を満たしており、スペルコから両方とも入手できるという利点があります。このカタログ上でセパレートソース標準品の扱いがある製品には **SES** マークがついています。セパレートソース標準品のカタログ番号は、簡単に標記されております。（4XXXX → 4SXXXX のようにカタログ番号にSがついています）

カスタムケミカルスタンダード

環境分析、食品及び飲料、石油化学物質、医薬品分析用としてのケミカルスタンダードを取り扱っております。製品には細心を払った原料及び溶媒を用いております。カスタム製品の納期は、ご注文いただいた日から大抵3～4週間です。全てのカスタムスタンダードについて、各構成成分の製品安全データシート（MSDS）及び証明書の添付が可能です。ご希望によりカスタムスタンダードの分析証明書をご提供することが可能です。（有償）

品質保証

カスタム標準品として調製された製品の品質保証につきまして、以下3形式でご提供することが可能です。

- 重量保証（追加費用なし）
各化合物の重量は仕様の±0.5%以内であることを保証致します。各成分の証明書を添付致します。
- 定性定量分析（オプション、追加費用あり）*
通常GC又はLCの溶出順に化合物の番号を記載し、定性定量分析致します。またクロマトグラムと定性定量分析証明書を1部添付致します。

*定性分析及び定量分析をご希望の場合、製品の納期はご案内した納期より約1週間ほど長くなります。

カスタム品の包装について

通常扱っております包装形態は1mL、2mL、5mL又は10mL容量の密封された褐色アンプルです。他の包装形態でも取扱い可能です。

カスタムスタンダードの御見積について

御見積につきましては、弊社アナリティカル事業部までお問い合わせください。

TEL 03-5796-7350 FAX 03-5796-7355 e-mail sialjpsp@sial.com
ご依頼いただいたから1～4日で御見積書をご案内致します。

製品の梱包サービスについて

取扱いが容易な製品も難しい製品も大容量又は小容量に詰め替えて出荷することが可能です。

弊社の設備及び機器装置により、吸湿性製品、少し不安定な製品、他デリケートな物質を、適宜条件下不活性ガス雰囲気下で扱うことにより再梱包が可能です。弊社の画期的なアンプル充填操作により、密封工程で製品が変質しないようになっています。

液体及び固体標準物質について

液体標準物質を正確に0.2mLから20mL容量までの透明又は褐色ガラスアンプルに分注することができます。固体標準物質は、ガラス製バイアル又はアンプルに厳密に秤量しています。

