



蛍光ペプチド サービス大幅リニューアル!

サービス開始：2010年11月～

**Atto シリーズ
Fluorescein, TAMRA™**

ラインナップ強化
お求め易い価格に

使用用途

- フローサイトメトリー
- レーザースキャンニングサイトメトリー
- 標的分子の細胞内局在
- 蛍光イメージング

FRET/FACS に対応した高品質の蛍光色素を使用!

リニューアル!

蛍光色素ラインナップを大幅に強化しました。
少量スケール **1mg** から対応します。



その他色素もお気軽にお問い合わせください。

蛍光色素の波長対応表は裏面をご参照ください



対応色素	色素名 [最大励起波長 (nm) / 最大蛍光波長 (nm)]	主要励起波長		
Dansyl chloride	[337/492]	488nm Ar		
	Atto 390		[390/470]	
	Atto 425		[436/484]	
	Atto 465		[454/505]	
	Fluorescein		[490/514]	
	Atto 488		[504/521]	
	Atto 495		[499/535]	
	Rhodamine 110 chloride		[498/520]	
	Atto 520		[520/542]	
	Atto 532		[533/560]	
TAMRA™	[540/565]	543nm He-Ne		
	Atto 550		[554/576]	
	Atto 565		[561/585]	
	Rhodamine 10		[560/589]	
	Rhodamine B		[570/595]	
	Carboxy-X-rhodamine		[575/605]	
	Atto 590		[598/634]	
	Atto 594		[601/627]	
	Atto 610		[605/646]	
	Atto 611		[611/673]	
Atto 620	[620/641]			
Atto 633	[635/650]	633nm He-Ne		
	Atto 635		[635/659]	
	Atto 647		[645/673]	
	Atto 655		[665/690]	
	Atto 680		[680/702]	
	Atto 700		[504/714]	
	Atto 725		[725/752]	
	Atto 740		[740/764]	
				647nm Kr
				670nm Diode

TAMRA is a trademark of Applera Corporation.

- ・シグマ アルドリッチ ジャパン株式会社は、品質マネジメントシステムの国際規格 ISO9001 の認証を取得しております。
(登録活動範囲：カスタムオリゴ DNA・RNA・ペプチド・抗血清の製造及び輸入・販売)
- ・カスタムペプチド、カスタム蛍光ペプチドは、日本国内（施設：北海道石狩市）で製造をおこなっております。

・本カタログに掲載の製品及び情報は2010年11月1日現在の内容であり、取載の品目、製品情報、価格等は予告なく変更される場合がございます。
最新の情報は、弊社Webサイト (sigma-aldrich.com/japan) をご覧ください。
・掲載価格は希望納入価格 (税別) です。詳細は販売代理店様へご確認ください。
・弊社の試薬は試験研究用のみを目的にして販売しております。医薬品、家庭用その他試験研究以外の用途をご検討の場合は、ファインケミカル事業部に相談ください。

シグマ アルドリッチ ジャパン株式会社 ライフサイエンス事業部

カスタム製品に関するお問合せは下記までご連絡下さい。

TEL Customer Support (ご注文・納期についてのお問合せ) Scientific Support (技術的なお問合せ)
0120-730-830・0133-75-7311 0120-730-860・0133-71-2471
FAX 受注専用 0120-730-850・0133-75-7322 e-mail genosysjp@sial.com

<http://www.genosys.jp>

お問い合わせは下記代理店へ



SAJ1288 2010.11 JQA-QMA12647