

LentiPlex™ Pooled shRNA Libraries

For Rapid, Convenient Genome-wide shRNA Screens

今だけの特別価格!

2009年12月25日まで!!

180万円!!

MISSION LentiPlex Pooled shRNA Library	Cat. No.	通常価格(¥)
for Human	SHPH01-1 Set	260万円
for Mouse Pooled	SHPM01-1 Set	260万円

- siRNAでは実現できなかった shRNAならではのゲノムワイドなアプローチ!!
- TRC(The RNAi Consortiums)の豊富なライブラリーをまとめて!ご提供

Learn more about LentiPlex Libraries at sigma.com/lentiplex




- Comprehensive – 信頼あるTRCコレクション (Human, Mouse各1万5千遺伝子)
- Quality – 独自の方法で確立された完全ライブラリー
- Universal – 従来のRNAiでは難しかったシンプルなWhole Genome Screening
- Accessible – ロボット等が不要なベンチトップでの簡便性
- Versatile – FACSや多くのダウンストリーム蛍光アッセイに適合

- 各8,000種類のshRNAを含む10のサブプール
- キット: 6段階のスクリーニング、増幅100回分の十分量
- 最低 5×10^8 TU/mLの高濃度
- 増幅プライマーとシーケンスプライマー付属

MISSION LentiPlex Pooled LibrariesはMISSION TRCコレクションを網羅的に活用し、レンチウイルスによるshRNAのゲノムワイドなRNAiスクリーニングを可能にします。LentiPlex システムはあらゆる可能性の発見のために、非分裂細胞/初代培養細胞に対し、確実なトランスフェクションと長期間の遺伝子サイレンシングを実現した画期的なシステムです。RNAiスクリーニングにおける時間、リソースの節約につながります。それぞれ、Human, Mouseを対象としたshRNAを用い、トータルで15,000以上のターゲット遺伝子、75,000以上のクローンを有します。それぞれp24アッセイにおいて 5×10^8 TU/mL、10のサブプールで、1プール約8,000種類のレンチウイルスを含みます。

Figure 1. MISSION LentiPlex Pooled System Work Flow



特別価格、ご登録用紙

下記シートに必要事項をご記入下さい。弊社、担当営業よりご連絡を差し上げます。

本製品は「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(通称カルタヘナ法)」の使用規制対象品となります。ご使用には規制に則し適切にお取り扱い下さい。また、ご登録いただきました情報はダイレクトメール配信、カタログ送付、お問い合わせへの返答に使用させていただきます。その他、詳しい内容は弊社WEBサイト・プライバシーポリシーの項をご覧ください。送付不要の場合は下記にチェックをお願い致します。

ふりがな			日付	年	月	日
ご氏名	様		ご職位:			
ご所属			都道府県:			
TEL		FAX				
e-mail		送付不要	<input type="checkbox"/> 郵送無用、	<input type="checkbox"/> Eメール無用		
製品	<input type="checkbox"/> for Human(SHPH01), <input type="checkbox"/> for Mouse(SHPM01)					

FAX : 03-5796-7415

- ◆ 製品に関する技術的なお問合せ
TEL:03-5796-7330 FAX:03-5796-7335
e-mail:sialjpts@sial.com
- ◆ ご注文、価格等に関するお問合せ
TEL:03-5796-7320 FAX:03-5796-7325