

血清・血漿多量タンパク質除去レジン



Seppro® アフィニティ カラム

トキシコプロテオミクス、バイオマーカー探索や動物病態モデルの形成に！！

初回お試し価格!

Seppro® アフィニティ カラム

●プロテオミクスの強力なツール

30% Off !!

2009年12月25日まで!!

Seppro Depletion Products / IgY14 Immuno-Affinity Columns

血清・血漿中の多量タンパク質を抗原として、ニワトリに免疫し、その卵黄中に含まれた“IgYポリクローナル抗体”を精製し、ビーズに固定した、**特異性の高いアフィニティ カラム**です。

ヒト血清・血漿中のHSA, IgG, フィブリノーゲン, トランスフェリン, IgA, IgM, ハプトグロビン, α 2-マクログロブリン, α 1-酸性糖タンパク, α 1-アンチトリプシン, HDL (アポA-I, アポA-II), アポB, 補体C3の14種を除去します。

- 初回限定の特別価格でご提供します
- 対象製品はヒト血清・血漿用のみに限らせて頂きます。
- キャンペーン対象外では、マウス、ラットを対象としたものも御座います。また、より精製度を上げるSuperMixも御座います。別途お問合せ下さい。

製品名	製品番号	サンプル	レジン容量/本数	通常価格(¥)	キャンペーン価格(¥)
Seppro IgY14 Spin Columns	SEP010-1KT	ヒト血清・血漿 15-20 μ L	2本	¥360,000	¥252,000
Seppro IgY14 LC2 Column	SEP020-1KT	ヒト血清・血漿 40-50 μ L	2mL/1本	¥900,000	¥630,000
Seppro IgY14 LC5 Column	SEP030-1KT	ヒト血清・血漿 100 μ L	5mL/1本	¥1,700,000	¥1,190,000

Learn more about Seppro
at sigma.com/seppro



■ 特別価格、ご登録用紙

下記シートに必要事項をご記入下さい。弊社、担当営業よりご連絡を差し上げます。

ご登録いただきました情報はダイレクトメール配信、カタログ送付、お問い合わせへの返答に使用させていただきます。その他、詳しい内容は弊社WEBサイト・プライバシーポリシーの項をご覧ください。送付不要の場合は下記にチェックをお願い致します。

ふりがな			日付	年	月	日
ご氏名	様		ご職位:			
ご所属						
ご住所						
TEL			FAX			
e-mail			送付不要	<input type="checkbox"/> 郵送無用,	<input type="checkbox"/> Eメール無用	
製品	<input type="checkbox"/> スピнкаラム(SEP010),		<input type="checkbox"/> LC2カラム(SEP020),		<input type="checkbox"/> LC5(SEP030)	

代理店担当者まで

SIGMA-ALDRICH®

シグマ アルドリッチ ジャパン株式会社 ライフサイエンス事業部

〒140-0002 東京都品川区東品川 2-2-24 天王洲セントラルタワー4F

- ◆ 製品に関する技術的なお問合せ
TEL:03-5796-7330 FAX:03-5796-7335 e-mail:sialjpts@sial.com
- ◆ ご注文、価格等に関するお問合せ
TEL:03-5796-7320 FAX:03-5796-7325

代理店印
登録番号
担当者氏名