

SAMPLE

8.22251.1000

1 l



Lol:

CH_3COCH_3

1 l = 0.79 kg

M = 58.08 g/mol

Specification

Purity (GC)	≥	99.0	%
Density (d 20 °C/4 °C)		0.789 - 0.791	
Evaporation residue	≤	0.0040	%
Water	≤	0.30	%

EMPLURA®

Acetone Aceton Acetona Acétone



Made in XXX

CAS-No: 67-64-1

Merck KGaA, 64271 Darmstadt
Germany, Tel. +49(0)6151 72-2440

EMD Millipore Corporation
290 Concord Road, Billerica MA 01821
USA, Tel. +1-978-715-4321



Danger. Highly flammable liquid and vapour. Causes serious eye irritation. May cause drowsiness or dizziness. Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. No smoking. Ground/bond container and receiving equipment. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed. * Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.

Gefahr. Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter und zu befüllende Anlage erden. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. * Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Peligro. Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar somnolencia o vértigo. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. * La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

Danger. Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. Ne pas fumer. Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. * L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Perigo. Líquido e vapor facilmente inflamáveis. Provoca irritação ocular grave. Pode provocar sonolência ou vertigens. Manter afastado do calor/faixa/chama aberta/superfícies quentes. Não fumar. Ligação à terra/equipotencial do recipiente e do equipamento receptor. SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado. * Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida.

Pericolo. Liquido e vapori facilmente infiammabili. Provoca grave irritazione oculare. Può provocare sonnolenza o vertigini. Tenere lontano da fonti di calore/scintille/ fiamme libere/superfici riscaldate. Non fumare. Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato. * L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

Gevaar. Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken. Opslag- en opvangreservoir aarden. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. * Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.