

加熱脱離用捕集チューブ、 充填剤、アクセサリー キャンペーン

最大
約40%
OFF!

キャンペーン期間：


2017年11月13日(月)～2018年3月30日(金) ご注文分まで

好評企画

加熱脱離分析に欠かせない
大気捕集チューブや充填剤、
周辺アクセサリーが最大で約40%
ディスカウント！

特長

- ガラスフリット焼結：充填剤の飛び出し防止



- TDS³™ コンテナ保管：高い気密性、工具不要、ガラスチューブの割れや飛散防止
- バーコード付き：個別のチューブ番号に加えバーコードでの管理が可能



対応機種

- PerkinElmer® 製；ATD, TurboMatrix™
- MARKES International 製；UNITY
- 島津製作所製；TD-20

チューブサイズ

- 1/4" (6.35 mm) 外径 × 3.5" (89 mm) 長さ



キャンペーン詳細は裏面をご覧ください。

加熱脱離用捕集チューブ、充填剤、アクセサリー キャンペーン

最大
約40%
OFF!

キャンペーン期間：2017年11月13日(月)～2018年3月30日(金) ご注文分まで

キャンペーン対象製品名	充填剤名・メッシュサイズ	フリット	キャップ	入数	カタログ番号	希望販売価格	キャンペーン希望販売価格
Tenax® TA	Tenax TA (35/60 mesh)	有り	TDS ³	10本	29530-U	¥135,000	¥80,000
Tenax TA	Tenax TA (60/80 mesh)	有り	TDS ³	10本	29539-U	¥135,000	¥80,000
Carboxen® 1016	Carboxen 1016 (60/80 mesh)	有り	TDS ³	10本	29536-U	¥135,000	¥80,000
PEJ-02	Carbotrap B (60/80 mesh), Carboxen 1000 (60/80 mesh)	有り	TDS ³	10本	4562	¥135,000	¥80,000
Carbotrap®-217	Carbotrap B (40/60 mesh), Carboxen 1000 (40/60 mesh)	有り	TDS ³	10本	29531-U	¥135,000	¥80,000

ガラスチューブ (フリット付き)、TDS³™ コンテナ入り

Tenax® TA	Tenax TA (35/60 mesh)	有り	TDS ³	10本	29530-U	¥135,000	¥80,000
Tenax TA	Tenax TA (60/80 mesh)	有り	TDS ³	10本	29539-U	¥135,000	¥80,000
Carboxen® 1016	Carboxen 1016 (60/80 mesh)	有り	TDS ³	10本	29536-U	¥135,000	¥80,000
PEJ-02	Carbotrap B (60/80 mesh), Carboxen 1000 (60/80 mesh)	有り	TDS ³	10本	4562	¥135,000	¥80,000
Carbotrap®-217	Carbotrap B (40/60 mesh), Carboxen 1000 (40/60 mesh)	有り	TDS ³	10本	29531-U	¥135,000	¥80,000

ガラスチューブ (フリット無し)、スウェージロック (SWL) 保管

Tenax TA/Carboxen 1018	Tenax TA (60/80 mesh) / Carboxen 1018 (60/80 mesh)	無し	SWL	10本	28718-U	¥142,300	¥99,610
Tenax TA フリット無し SWL	Tenax TA (60/80 mesh)	無し	SWL	10本	28715-U	¥142,300	¥99,610

充填剤 (手詰用)、充填剤プラグ、空チューブ

▼ 充填剤

Tenax TA	Tenax TA (60/80 mesh)	—	—	10g	11982	¥28,000	¥19,600
Tenax TA (洗浄品)	Tenax TA (60/80 mesh)	—	—	100g	12168-U	¥335,000	¥241,000
Tenax TA	Tenax TA (80/100 mesh)	—	—	10g	21009-U	¥28,000	¥19,600
Carbotrap B	Carbotrap B (20/40 mesh)	—	—	10g	20287	¥46,900	¥32,830
Carbotrap C	Carbotrap C(20/40 mesh)	—	—	10g	20309	¥46,900	¥32,830
Carbosieve® S- III	Carbosieve S- III (60/80 mesh)	—	—	10g	10184	¥46,900	¥32,830
Carboxen 1000	Carboxen 1000(60/80 mesh)	—	—	10g	10478-U	¥48,000	¥33,600

▼ 充填剤プラグ

SUS 製スプリング	—	—	—	100本	23393-U	¥18,000	¥12,600
ガラスウール	—	—	—	50g	20384	¥6,000	¥4,200

▼ 空チューブ

ガラス製空チューブ フリット付き	—	有り	無し	10本	29538-U	¥56,000	¥39,200
ガラス製空チューブ フリット無し	—	無し	無し	10本	28714-U	¥47,000	¥32,900

本紙記載の製品は試験・研究用です。ヒト、動物への治療、もしくは診断目的として使用しないようご注意ください。本紙記載の製品構成は諸般の事情により予告なく変更となる場合がありますのであらかじめご了承ください。記載価格に消費税は含まれておりません。本文中のすべてのブランド名または製品名は特記なき場合、Sigma-Aldrich Co. LLC の登録商標もしくは商標です。PerkinElmer is a registered trademark of PerkinElmer Inc., TurboMatrix is a trademark of PerkinElmer Inc., Tenax is a registered trademark of Buchem B.V. 本誌記載の内容は 2017 年 11 月時点の情報です。©2017 Sigma-Aldrich Co. LLC. All rights reserved.

シグマ アルドリッチ ジャパン

〒153-8927 東京都目黒区下目黒 1-8-1 アルコタワー 5F
製品に関するお問い合わせは、弊社テクニカルサービスへ
TEL : 03-6756-8245 FAX : 03-6756-8302
E-mail : sialjpts@sial.com

在庫照会・ご注文方法に関するお問い合わせは、弊社カスタマーサービスへ
TEL : 03-6756-8275 FAX : 03-6756-8301
E-mail : sialjpcs@sial.com

www.sigma-aldrich.com/japan

シグマ アルドリッチ ジャパン合同会社はメルクのグループ会社です。

お問い合わせは下記代理店へ