

Millipore®

Preparation, Separation,
Filtration & Testing Products

MERCK

メルク 350 周年記念

MAGPIX® キャンペーン

MAGPIX は、25 µL の少量サンプルで最大 50 種類までのバイオマーカーを同時に測定する装置です。
96 ウェルプレート形式の専用キットで簡単に解析できます。



MAGPIX システム

Luminex xMAP® Technology

希望販売価格

~~¥4,890,000~~



キャンペーン希望販売価格

¥3,500,000

キャンペーン期間：

2019年4月1日(月)～

2020年2月28日(金)まで

製品名	カタログ番号	希望販売価格	キャンペーン希望販売価格
MAGPIX システム	40-072J	¥4,890,000	¥3,500,000

※ 据付設置費 (カタログ番号 MAG-INSTALL、希望販売価格 ¥206,000) 込み

8種類もの動物種に対応。
合計 900 種類以上のバイオマーカーが測定可能!

MILLIPLEX® MAP キット

ヒト老化パネルやヒト神経変性疾患パネルが新登場!
最新の MILLIPLEX MAP カタログを是非ご確認下さい

MILLIPLEX MAP キット 対応動物								
研究領域	ヒト	マウス	ラット	イヌ	霊長類	ネコ	ウマ	ブタ
免疫・炎症	●	●	●	●	●	●	●	●
代謝・内分泌	●	●	●	●	●	●		
毒性マーカー	●	●	●	●				
神経研究	●	●	●					
シグナリング	●	●	●					
がんマーカー	●	●						
心疾患	●	●						



Publications MILLIPLEX SIGMA

検索

MILLIPLEX MAP キットを使用した最新の論文情報を
シグマアルドリッチ Web サイトにアップしています。

MILLIPLEX MAP 新製品

測定可能なバイオマーカーは 900 種類以上！
新製品は今後も続々登場予定です。

NEW

ヒト老化パネル1

Human Aging Panel 1 毒


For serum / Plasma / Cell and tissue culture supernatant

アナライト

CTACK/CCL27	FGF-21	GDF-11	GDF-15	GnRH	IL-6
IL-10*	IL-18	Jag1	Leptin	Wnt-3a	

* IL-10 は細胞 / 組織培養上清サンプルでのご使用を推奨します。

ヒト老化パネル1を使って老化のバイオマーカーを測定した事例



ヒト血清 / ヒト血漿サンプル (Discovery Life Sciences 社) を
本キットのプロトコルに従って調整し、測定を行った。

Youth 群 : 15 歳より若い n=24

Elderly 群 : 56 歳より年上 n=18

グラフ中の横線は各群の平均値を示している。

グラフに示した4つのバイオマーカーでは年齢の違いによる
差が認められた。

ヒトがん自己抗体パネル

Human Cancer Autoantibody Panel

For serum / plasma

アナライト

CCNB1/Cyclin B1	CTAG1B/NY-ESO-1	ENO1
ErbB2/HER2	Galectin-1	Galectin-3
HIF-1 α	HSP60	IGF2BP2/IMP2
IGF2BP3/IMP3	Mucin-1 (MUC1)	P16-INK4a
p53	Sox2	Survivin/BIRC5

ヒト自己免疫自己抗体パネル

Human Autoimmune Autoantibody Panel カ

For serum / plasma

アナライト

β 2-Glycoprotein	C1q	CENP-A	CENP-B
Jo-1	Ku	Mi-2	MPO
PCNA	PL-12	PM/Scl 100	Proteinase 3
RNP	RNP/Smith	Ribosomal P	Scl-70
Sm	SSB/La	SSA/Ro60	SSA/Ro52

ヒト神経変性疾患パネル

Human Neuroscience Panel 2 毒

For cerebrospinal fluid (CSF) / plasma / serum

アナライト

Angiogenin	ApoE4	FABP3	Ferritin
Neurogranin	PRNP	TREM2	

ヒト IL-18 Single Plex パネル



Human IL-18 Singleplex Magnetic Bead Kit 毒

For serum / plasma / cell and tissue supernatant

アナライト

IL-18

製品名横のマークは 毒 …アジ化ナトリウム含有製品 カ …カルタヘナ法該当製品 であることを表しています



本紙記載の製品は試験・研究用です。ヒト、動物への治療、もしくは診断目的として使用しないようご注意ください。本紙記載の製品構成は諸般の事情により予告なく変更となる場合がありますのでご了承ください。記載価格に消費税は含まれておりません。記載内容は2019年3月時点の情報です。Merck, the vibrant M, and Millipore are trademarks of Merck KGaA, Darmstadt, Germany or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. Detailed information on trademarks is available via publicly accessible resources. ©2019 Merck KGaA, Darmstadt, Germany. All rights reserved.

メルク株式会社

ライフサイエンス リサーチ事業部

〒153-8927 東京都目黒区下目黒 1-8-1 アルコタワー 5F

製品の最新情報はこちら www.merckmillipore.jp/bio

E-mail: jpts@merckgroup.com

Tel: 03-4531-1140 Fax: 03-5434-4859

RBM125-1903-20K-H