

ご好評につき、今年も開催いたします!!

## カスタムポリクローナル抗体作製サービス シンプル抗体キャンペーン

おかげさまでたくさんのお客様にご好評いただいております!!

キャンペーン期間:

2019年9月2日(月) ~ 10月31日(木) 16時受付分まで

通常希望販売価格

~~¥98,000~~



期間限定キャンペーン希望販売価格

¥70,000

抗体価があがらなければご請求いたしません

### 手間いらずのオールインワン

配列情報/アクセッション番号だけで作製可能

### 熟練した豊富な作製実績

5,000羽の実績と99%の抗体取得率

### ワンランク上の国内免疫で

安心・確実

特定微生物に感染していないSPFウサギを使用



抗原部位の選定の仕方や、こちらのニーズに  
いたるまで、直接お話しして明確にお答えい  
ただき、安心して依頼できました

2つ注文した抗体が共にウェスタン  
ブロットングで使用でき、安定感が  
あると感じました

はじめてのペプチド抗原の抗体作製で  
不安でしたが、市販の抗体にはない抗  
体を得られて、サンドイッチ ELISA 系を  
組むことができ満足しています

安価で量も力価も十分な、エピトープの  
異なる数種類の抗体がほしい!  
という希望がかないました



シンプル抗体作製のご相談・ご注文は裏面へ

## ● お問い合わせ・ご注文は専用 Web サイトが便利です



「シンプル抗体 抗体価保証」の  
キーワードを検索し、専用Webサイトへ

シンプル抗体 抗体価保証

検索

[sigmaaldrich-japan.com/lp/](http://sigmaaldrich-japan.com/lp/)

このボタンをクリック

シンプル抗体作製サービスについて相談する

## ● お問い合わせ・ご注文に必要な情報

本サービスをご注文いただく際は、**標的タンパク質の配列情報またはアクセッション番号**をご用意ください。

標的タンパク質との相溶性比較が必要な場合は、比較対象の分子情報もご提示いただくと、ペプチドデザインがスムーズです。

## ● 免疫スケジュール (受注後約 4 ヶ月で納品)



## ● カスタムポリクローナル抗体 (シンプル抗体) 作製サービス仕様

抗原	合成ペプチド (Cys+19 残基)
キャリアタンパク質	KLH (Keyhole limpet hemocyanin)
免疫動物	ウサギ (SPF* グレードの飼育)
免疫施設	国内免疫施設
免疫回数	4 回
免疫日数	56 日
抗体価測定法	ELISA 法
納品物	合成抗原ペプチド 免疫前血清 (~ 5 mL) 最終採血由来抗血清 (~ 40 mL) 作業報告書 (ELISA 法による抗体価測定結果を含む)
抗体価保証	抗血清 (希釈倍率 1:4000) に対する ELISA 測定で O.D. ≤ 0.2 の場合無償
希望販売価格	¥98,000 (一羽あたり)

**抗血清を約 40 mL とたっぷりお届け**




**今なら抗体価保証付き**

**キャンペーン希望販売価格 ¥70,000**

\* SPF (Specific Pathogen Free) : 特定の病原微生物への感染がない状態

オプション : 抗原ペプチドカラムによる抗血清の精製  
(抗血清 10 mL あたり ¥75,000)

持込み抗原もご相談ください



本紙記載の製品は試験・研究用です。ヒト、動物への治療、もしくは診断目的として使用しないようご注意ください。本紙記載の製品構成は諸般の事情により予告なく変更となる場合がありますのでご了承ください。記載価格に消費税は含まれておりません。記載内容は2019年8月時点の情報です。Merck, the vibrant M, and Sigma-Aldrich are trademarks of Merck KGaA, Darmstadt, Germany or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. Detailed information on trademarks is available via publicly accessible resources. ©2019 Merck KGaA, Darmstadt, Germany. All rights reserved.

### シグマ アルドリッチ ジャパン リサーチ事業部

〒153-8927 東京都目黒区下目黒 1-8-1 アルコタワー 5F

製品の最新情報はこちら [www.sigma-aldrich.com/oligos-jp](http://www.sigma-aldrich.com/oligos-jp)

製品に関するお問い合わせは、テクニカルサービスへ

E-mail: [customjp.ts@sial.com](mailto:customjp.ts@sial.com) Tel: 03-6756-8260 Fax: 03-6756-8306

在庫照会・ご注文に関するお問い合わせは、カスタマーサービスへ

E-mail: [genosysjp@merckgroup.com](mailto:genosysjp@merckgroup.com) Tel: 03-6756-8270 Fax: 03-6756-8306

シグマ アルドリッチ ジャパン合同会社はメルクのグループ会社です。